

Δοκιμές έλεγχου αντοχής & αποτελέσματα

Α) Δοκιμές σε φόρτιση με συνεχή αύξηση που γινόταν με την μετακίνηση του εμβόλου με σταθερό βήμα μετακίνησης 4 mm/sec

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΟΚΙΜΩΝ – ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ	
	Fmax.
Τύπος συνδεσμολογίας	N
ΜΑΙΑΝΔΡΟΣ ΣΕ ΜΑΣΙΦ ΕΥΛΟ	22937, 24 (2.293 κιλά)

Β) Δοκιμές με έλεγχο αντοχής σε κυκλικές φορτίσεις για 20.000 φορές με βάρος 100kg

